

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : KITS DE EXTRACCIÓN Y DISPERSIÓN PARA MÉTODO QUECHERS SEGÚN EN 15662

Descripción : Kits de extracción y dispersión para método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) de preparación de muestras para análisis de pesticidas multi-residuales en frutas, verduras y otros alimentos. El kit de extracción según EN 15662 (QECH-E10-050) incluye 50 sobres de extracción (4 g MgSO₄ + 1 g NaCl + 1 g Citrato de tri-sodio + 0.5 g Citrato sesquihidrato de di-sodio) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 50 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5650 El kit de dispersión para frutas y vegetales generales según EN 15662 (QECH-D22-050) incluye 50 sobres de dispersión (150 mg PSA + 900 mg MgSO₄) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 15 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5056 El kit de dispersión para frutas y vegetales con grasas y ceras según EN 15662 (QECH-D32-050) incluye 50 sobres de dispersión (150 mg PSA + 150 mg C18 + 900 mg MgSO₄) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 15 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5156 El kit de dispersión para frutas y vegetales con pigmentación según EN 15662 (QECH-D20-050) incluye 50 sobres de dispersión (150 mg PSA + 15 mg GCB 900 mg MgSO₄) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 15 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5256 El kit de dispersión para frutas y vegetales con alta pigmentación según EN 15662 (QECH-D24-050) incluye 50 sobres de dispersión (150 mg PSA + 45 mg GCB + 900 mg MgSO₄) y 50 tubos de centrifuga Premium Line de 15 ml. Equivalencia: Agilent 5982-5356

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
QECH-E10-050	kit de extracción según EN 15662	50
QECH-H15-025	homogeneizadores cerámicos para tubos de 15 ml	25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
QECH-E10-050	10	0,64	39269097	08434868037847
QECH-H15-025	2	0,05	39269097	08434868037854

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : EXTRACTION AND DISPERSIVE KITS FOR QUECHERS METHOD ACCORDING TO EN 15662

Description : Extraction and dispersive kits for QuEChERS method (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) for sample preparation for analysis of multi-residual pesticides in fruits, vegetables and other foods. The extraction kit according to EN 15662 (QECH-E10-050) includes 50 extraction pouches (4 g MgSO₄ + 1 g NaCl + 1 g tri-sodium citrate + 0.5 g Citrate di-sodium sesquihydrate) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 50 ml. Equivalent: Agilent 5982-5650 The dispersive kit for general fruits and vegetables according to EN 15662 (QECH-D22-050) includes 50 dispersive pouches (150 mg PSA + 900 mg MgSO₄) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5056 The dispersive kit for fruits and vegetables with fats and waxes according to EN 15662 (QECH-D32-050) includes 50 dispersive pouches (150 mg PSA + 150 mg C18 + 900 mg MgSO₄) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5156 The dispersive kit for pigmented fruits and vegetables according to EN 15662 (QECH-D20-050) includes 50 dispersive pouches (150 mg PSA + 15 mg GCB + 900 mg MgSO₄) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5256 The dispersive kit for highly pigmented fruits and vegetables according to EN 15662 (QECH-D24-050) includes 50 dispersive pouches (150 mg PSA + 45 mg GCB + 900 mg MgSO₄) and 50 centrifuge tubes Premium Line of 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5356

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
QECH-E10-050	extraction kit according to EN 15662	50
QECH-H15-025	ceramic homogenizer for 15 ml tubes	25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
QECH-E10-050	10	0,64	39269097	08434868037847
QECH-H15-025	2	0,05	39269097	08434868037854

PRODUCT PHOTO

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : KITS D'EXTRACTION ET DE DISPERSION POUR MÉTHODE QUECHERS SELON LA NORME EN 15662

Description : Kits d'extraction et de dispersion pour méthode QUEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) de préparation d'échantillons pour l'analyse de pesticides multi-résiduels dans les fruits, légumes et autres aliments. Le kit d'extraction selon la norme EN 15662 (QECH-E10-050) comprend 50 sachets d'extraction (4 g de MgSO₄ + 1 g de NaCl + 1 g de citrate trisodique + 0,5 g de citrate disodique sesquihydraté) et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 50 ml. Equivalence : Agilent 5982-5650 Le kit de dispersion pour fruits et légumes non gras et peu pigmentés selon la norme EN 15662 (QECH-D22-050) comprend 50 sachets de dispersion (150 + mg de PSA + 900 mg de MgSO₄ et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 15 ml. Equivalence : Agilent 5982-5056 Le kit de dispersion pour fruits et légumes gras ou cireux selon la norme EN 15662 (QECH-D32-050) comprend 50 sachets de dispersion (150 mg de PSA + 150 mg de C18 + 900 mg de MgSO₄ et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 15 ml. Equivalence : Agilent 5982-5156 Le kit de dispersion pour fruits et légumes pigmentés selon la norme EN 15662 (QECH-D20-050) comprend 50 sachets de dispersion (150 mg PSA + 15 mg GCB + 900 mg MgSO₄) et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 15 ml. Equivalence : Agilent 5982-5256 Le kit de dispersion pour fruits et légumes fortement pigmentés selon la norme EN 15662 (QECH-D24-050) comprend 50 sachets de dispersion (150 mg de PSA + 45 mg de GCB + 900 mg de MgSO₄ et 50 tubes à centrifuger Premium Line de 15 ml. Equivalence : Agilent 5982-5356

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
QECH-E10-050	kit d'extraction selon EN 15662	50
QECH-H15-025	homogénéisateurs en céramique pour tubes de 15 ml	25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
QECH-E10-050	10	0,64	39269097	08434868037847
QECH-H15-025	2	0,05	39269097	08434868037854



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : KIT DI ESTRAZIONE E DISPERSIONE PER METODO QUECHERS SECONDO EN 15662

Descrizione : Kit di estrazione e dispersione per metodo QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) per la preparazione di campioni per l'analisi di pesticidi multi-residuo in frutta, verdura e altri alimenti. Il kit di estrazione (QECH-E10-050) comprende 50 bustine di estrazione (4 g MgSO₄ + 1 g NaCl + 1 g citrato trisodico + 0,5 g citrato di sodio sesquidrato) e 50 provette da centrifuga Premium Line da 50 ml. Equivalenza: Agilent 5982-5650. Il kit di dispersione per frutta e verdura in generale (QECH-D22-050) comprende 50 bustine di dispersione (150 mg PSA + 900 mg MgSO₄) e 50 provette da centrifuga Premium Line da 15 ml. Equivalenza: Agilent 5982-5056 Il kit di dispersione per frutta e verdura con grassi e cere (QECH-D32-050) comprende 50 bustine di dispersione (150 mg PSA + 150 mg C18 + 900 mg MgSO₄) e 50 provette da centrifuga Premium Line da 15 ml. Equivalenza: Agilent 5982-5156 Il kit di dispersione per frutta e verdura con pigmentazione (QECH-D20-050) comprende 50 bustine di dispersione (150 mg PSA + 15 mg GCB + 900 mg MgSO₄) e 50 provette da centrifuga Premium Line da 15 ml. Equivalenza: Agilent 5982-5256 Il kit di dispersione per frutta e verdura con alta pigmentazione (QECH-D24-050) comprende 50 bustine di dispersione (150 mg PSA + 45 mg GCB + 900 mg MgSO₄) e 50 provette da centrifuga Premium Line da 15 ml. Equivalenza: Agilent 5982-5356

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
QECH-E10-050	kit di estrazione secondo EN 15662	50
QECH-H15-025	omogeneizzatori ceramici per provette da 15 ml	25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
QECH-E10-050	10	0,64	39269097	08434868037847
QECH-H15-025	2	0,05	39269097	08434868037854

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DISPERSIE- EN EXTRACTIEKITS VOOR DE QUECHERS METHODE VOLGENS EN 15662

Beschrijving : Extractie- en dispersiekits voor de QuEChERS-methode (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) voor monstervoorbereiding voor de analyse van multi-residuele pesticiden in fruit, groenten en andere levensmiddelen. De extractiekit volgens EN 15662 (QECH-E10-050) bevat 50 extractiezakjes (4 g MgSO₄ + 1 g NaCl + 1 g trinatriumcitraat + 0,5 g dicitraatsesquihydraat-natrium) en 50 centrifugebuisjes van 50 ml Premium Line. Equivalent: Agilent 5982-5650. Dispersiekit voor algemeen fruit en groenten volgens EN 15662 (QECH-D22-050) bevat 50 dispersiezakjes (150 mg PSA + 900 mg MgSO₄) en 50 centrifugebuisjes Premium Line van 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5056. Dispersiekit voor fruit en groenten met vetten en harsen volgens EN 15662 (QECH-D32-050) bevat 50 dispersiezakjes (150 mg PSA + 150 mg C18+ 900 mg MgSO₄) en 50 centrifugebuisjes Premium Line van 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5156. Dispersiekit voor fruit en groenten met pigmentatie volgens EN 15662 (QECH-D20-050) bevat 50 dispersiezakjes (150 mg PSA + 15 mg GCB 900 mg MgSO₄) en 50 centrifugebuisjes Premium Line van 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5256. Dispersiekit voor fruit en groenten met hoge pigmentatie volgens EN 15662 (QECH-D24-050) bevat 50 dispersiezakjes (150 mg PSA+ 45 mg GCB + 900 mg MgSO₄) en 50 centrifugebuisjes Premium Line van 15 ml. Equivalent: Agilent 5982-5356

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
QECH-E10-050	extractiekit volgens EN 15662	50
QECH-H15-025	keramische homogenisatoren voor buizen van 15 ml	25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
QECH-E10-050	10	0,64	39269097	08434868037847
QECH-H15-025	2	0,05	39269097	08434868037854



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : QUECHERS-METHODE GEMÄß EN 15662, EXTRAKTIONS- UND DISPERSIONSKITS

Beschreibung : Extraktions- und Dispersionskits für die QuEChERS-Methode (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) zur Probenvorbereitung für multiresiduale Pestizidanalysen in Früchten, Gemüse und anderen Nahrungsmitteln. Das Extraktionskit gemäß EN 15662 (QECH-E10-050) beinhaltet 50 Extraktionsbeutel (4 g MgSO_4 + 1 g NaCl + 1 g Trinatriumcitrat + 0,5 g Dinatriumcitrat-Sesquihydrat) und 50 x 50 ml Zentrifugenröhrchen Premium Line. Äquivalenz: Agilent 5982-5650. Das allgemeine Dispersionskit für Früchte und Gemüse gemäß EN 15662 (QECH-D22-050) beinhaltet 50 Dispersionsbeutel (150 mg PSA + 900 mg MgSO_4) und 50 x 15 ml Zentrifugenröhrchen Premium Line. Äquivalenz: Agilent 5982-5056. Das Dispersionskit für Früchte und Gemüse mit Fetten und Wachsen gemäß EN 15662 (QECH-D32-050) beinhaltet 50 Dispersionsbeutel (150 mg PSA + 150 mg C18+ 900 mg MgSO_4) und 50 x 15 ml Zentrifugenröhrchen Premium Line. Äquivalenz: Agilent 5982-5156. Das Dispersionskit für Früchte und Gemüse mit Pigmentierung gemäß EN 15662 (QECH-D20-050) beinhaltet 50 Dispersionsbeutel (150 mg PSA + 15 mg GCB 900 mg MgSO_4) und 50 x 15 ml Zentrifugenröhrchen Premium Line. Äquivalenz: Agilent 5982-5256. Das Dispersionskit für Früchte und Gemüse mit hoher Pigmentierung gemäß EN 15662 (QECH-D24-050) beinhaltet 50 Dispersionsbeutel (150 mg PSA + 150 mg GCB+ 900 mg MgSO_4) und 50 x 15 ml Zentrifugenröhrchen Premium Line. Äquivalenz: Agilent 5982-5356.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
QECH-E10-050	Extraktionskit gemäß EN 15662	50
QECH-H15-025	Homogenisatoren aus Keramik für 15 ml Röhrchen	25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm ³)	kg	TARIC	GTIN
QECH-E10-050	10	0,64	39269097	08434868037847
QECH-H15-025	2	0,05	39269097	08434868037854

